

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Terápiás lámpa TDP

Tartalomjegyzék

1. Bevezetés	3
1.2 Jellemzők:.....	3
1.3 Rendeltetésszerű üzemeltető és a rendeltetésszerű használat környezete	4
1.4 Az infravörös terápiás lámpa (készülék) klinikákon és kórházakban a következő környezetekben használható:.....	4
1.5 A terápiás, diagnosztikai, megfigyelési és kozmetikai/esztétikai felhasználásra szánt nem lézerfényforrások alapvető biztonságára és alapvető teljesítményére vonatkozó egyedi követelmények. 4	4
2. Rendeltetésszerű használat	5
3. Értesítések	5
3.1 Figyelmeztetés a hőre	5
3.2 Tűzveszélyre figyelmeztetés	6
3.3 Figyelmeztetés áramütés ellen.....	6
3.4 Figyelmeztetés egy másik eszköz használatakor felmerülő problémára	6
3.5 Karbantartási értesítés.....	7
3.6 Figyelmeztetés veszélyes optikai sugárzásnak való lehetséges kitettségre	7
4. Ellenjavallatok	8
5. A berendezés csomagolása és telepítése.....	9
5.1 Csomagolás:.....	9
5.2 Csomagolási diagram:	11
6. Használati utasítás:	13
6.1 Az alkatrészecskék ábrái :	13
Figyelmeztetés:	16
7. Helyzet a kezeléshez	18
8. Kezelési idő	18
9. Bőrvédelem	19
10. Biztonsági pajzs.....	19
11. Tisztítás és karbantartás	19
12. Specifikáció.....	20

1. Bevezető

1.1 Az infravörös terápiás lámpa 33 elemből álló, szabadalmaztatott ásványi összetétellel bevont lemezzel rendelkezik. Amikor a beépített elektromos fűtőelem aktiválja, ez az ásványi lemez egy speciális elektromágneses hullámsávot bocsát ki, amelynek hullámhossza 2 és 22 mikron között van, intenzitása pedig 25 mw/m².

Az infravörös terápiás lámpa könnyen használható, nem igényel gélt, nincs szükség elektrostimulátorra, és használható ruházaton vagy közvetlenül a bőrön.

Akkor hatékony, ha a testszövetek mély felmelegítésére van szükség. Jótékony hatásai közé tartozik az ízületi merevség csökkentése, az értágulat fokozása, az izomgörcsök enyhítése, valamint a rándulások és húzódások okozta fájdalom csökkentése. A helyi vérkeringés, a nyirokkeringés és az idegrendszeri aktivitás fokozása révén fejti ki hatását.

1.2 Jellemzők:

- *Az infravörös terápiás lámpa mechanikus vagy digitális időzítővel van felszerelve, amely lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy kiválassza a kívánt kezelési időt.
- *A mechanikus időzítő könnyen kezelhető az óramutató járásával megegyező irányba történő egyszerű elforgatással a működési idő beállításához.
- *A digitális időzítő kumulatív időmérő funkcióval rendelkezik a felhalmozott munkaidő ellenőrzésére, hogy emlékeztesse a felhasználót a TDP fénymérőbe szerelt új ásványi bevonatú lemez cseréjére.
- *A nyitott fémhálós biztonsági pajzs a fűtőlemezzel való véletlen érintkezés védelmére és megakadályozására.
- *A kihúzható karral széles körű emelést és kinyújtást biztosít a támogatónak, valamint a fényszóró stabilitását a pozícióban.
- *Öt lábú, dupla görgős talppal az extra stabilitás érdekében, hogy csökkentse a borulás kockázatát.

Figyelmeztetés:

- Ez a kézikönyv ismerteti a berendezés használatát, a biztonsági óvintézkedéseket és a karbantartási eljárásokat. Csak általános információkat tartalmaz. Ha kérdései vannak, vagy szokatlan problémákat tapasztal, ne habozzon orvosához fordulni.
- Használat előtt olvassa el a használati utasítást, és csak ezen utasításoknak megfelelően használja. Mivel a berendezés telepítése és működtetése nagyon egyszerű, a tervezett kezelőnek csak ezt a bevezető használati útmutatót kell követnie, nem szükséges szakmai képzés.
- Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül. Húzza ki a készüléket, ha nem használja.
- A hálózati csatlakozóról való leválasztáshoz a készülék hálózati kapcsolóját "OFF" állásba kell kapcsolni, majd ki kell húzni a dugót a hálózati csatlakozóból.
- Az arcon végzett kezelés során a betegnek napszemüveget vagy védőszemüveget kell viselnie, hogy megóvja szemét a kiszáradástól.

1.3 Rendeltetésszerű üzemeltető és a tervezett felhasználási környezet

- Szakorvos vagy egészségügyi szolgáltató
- Az eszköz jóváhagyás nélkül nem használható.
- **Egy egészségügyi intézmény szakmai környezetében**

1.4 Az infravörös terápiás lámpa (készülék) használható klinikákon és kórházakban a következő környezetben:

Hőmérséklet: 10°C - 40°C (50°F-104°F)

Páratartalom: 35-75 %RH, 800-1060hPa

1.5 A terápiás, diagnosztikai, felügyeleti és kozmetikai/esztétikai felhasználásra szánt nem lézerefényforrások alapvető biztonságára és alapvető teljesítményére vonatkozó egyedi követelmények.

Ezt a berendezést az IEC 60601-2-57:2011 szabvány szerint a következő csoportba sorolták be EXEMPT, amelyet a CENELEC 2011-03-07-én EN 60601-2-57-ként hagyott jóvá, a ²az optikai sugárzás maximális teljesítménye kisebb, mint 0,01W/m², a kibocsátott a 2-22um tartományban van.

2. Rendeltetészerű használat

A készülék egy infravörös lámpa, amely az infravörös spektrumban bocsát ki energiát a helyi felmelegítés érdekében, hogy növelje a szövetek hőmérsékletét, átmenetileg fokozza a helyi vérkeringést, és átmenetileg enyhítse a kisebb izmokkal és ízületekkel kapcsolatos fájdalmat és merevséget.

Egyszerűen irányítsa a készülék fűtőszondáját a csupasz bőrfelületre vagy az érintett testrészre, karra, lábra, térdre, vállra stb:

- A fájdalmak csökkentése
- Csökkenti az ízületi és izomfájdalmakat
- Enyhíti az izomgörcsöket
- Javítja a mikrocirkulációt

Valójában a készülék használatakor nincsenek szigorú és gyors módszerek, mivel a különböző emberek különböző módon reagálnak a kezelésre. Arra bátorítjuk, hogy kísérletezzen a készülékkel, hogy megtudja, milyen módon tud a legjobban segíteni Önnek. A leírt kezelési módszerek csak útmutatásul szolgálnak. Konkrétabb problémák esetén forduljon orvosához. Az időadatok hozzávetőlegesek, és az Ön kényelme érdekében rugalmasnak tekinthetők.

3. Riasztások

Az égési sérülések, tűz, áramütés vagy sérülés veszélyének elkerülése érdekében a következő figyelmeztetéseket kell betartani a berendezés működésének, szervizelésének és javításának minden fázisában.

3.1 Figyelmeztetés a hőség ellen

- A kezelő nem távolíthatja el a rendszer burkolatait vagy a berendezés védőburkolatát.

- Ne használja a készüléket közvetlenül nedves bőrön.
- Tilos a fűtőtestet működés közben csupasz bőrhöz érinteni.
- Tartsa a fűtőtestet a bőrtől távol (legalább 20 cm-re), és a bőr megégetésének elkerülése érdekében a kezelési időt felnőtteknél legfeljebb 30 percre, gyermekeknél legfeljebb 15 percre korlátozza.
- Tűzvédelem érdekében: Soha ne használja ezt a készüléket úgy, hogy a védett fűtőnyílás el van zárva. Tartsa ezt a nyílást szöszöktől, hajszálaktól stb. mentesen. Soha ne dolgozzon puha felületen, például párnán, takarón vagy ágyon, ahol ez a légnyílás elzáródhat.
- Bekapcsolt állapotban ne érintse meg a fűtőberendezést vagy a védőpajzsot, mivel a fűtőberendezés hőmérséklete nagyon magas.
- Tartsa a készüléket gyermekek elől elzárva, és ne engedje, hogy gyermekek kezeljék. Ne engedje, hogy gyermekek kezeljék ezt a készüléket, és ne engedje, hogy a fűtőtesthez hozzáférjenek, amíg az melegít.

3.2 Tűzveszélyre figyelmeztetés

- Húzza ki a készüléket, ha nem használja.
- Ne használja a készüléket kis helyen vagy gyúlékony anyagok, például matracok, szőnyegek és függönyök közelében.
- Ez a berendezés nem használható magas oxigénkoncentrációjú vagy gyúlékony érzéstelenítőszerekkel együtt.

3.3 Figyelmeztetés az áramütés ellen

- A készülék tápellátásának meg kell felelnie a készülék címkéjén található információknak.
- Ne cserélje ki az alkatrészeket, ne módosítsa vagy javítsa a berendezést saját maga. A szervizelést csak arra felhatalmazott személyzet végezheti.
- Ne módosítsa a berendezést a gyártó engedélye nélkül.
- Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ezt a készüléket csak védőföldeléssel ellátott hálózati áramforráshoz szabad csatlakoztatni.
- A kezelő nem érintheti meg a beteget vagy a töltött alkatrészeket, például a biztosítéktartót, amíg a készülék üzemben van.

3.4 Egy másik eszköz használata közbeni problémára való figyelmeztetés

- Robbanásveszélyre figyelmeztetés: ne használja a készüléket robbanásveszélyes környezetben.
- Ne dolgozzon olyan helyen, ahol aeroszolos (spray) termékeket használnak, vagy ahol oxigént adnak be.
- Ne fogja a készüléket a kábelnél fogva, és ne húzza meg élesen.
- Munka közben ne érintse meg a gép belsejét.
- Ne tárolja olyan helyen, ahol túlzott nedvesség éri, például a fürdőszobában.
- Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a berendezést körülbelül 20 percig hűlni.
- A berendezés a helytelen kezelés miatt könnyen megsérülhet.
- A készülék biztonságos kikapcsolásához állítsa az időzítőt "OFF" állásba (a CQ-12, CQ27 és CQ29 modelleknél), vagy nyomja meg az időzítőpanelen lévő "PAUSE" gombot (a CQ-33, CQ-36 modelleknél). Fordítsa a készülék hálózati kapcsolóját "OFF" állásba, majd húzza ki a hálózati dugót az áramforrás konnektorából.

3.5 Karbantartási értesítés

- Ha az ásványi elemlemez kifehéredik, időben cserélje ki a lámpafejet, hogy elkerülje az esetleges sugárzási kockázatot.
- A napi karbantartás során gondosan ügyelni kell az elemlemez és a fűtőlapp élettartamának biztosítására.
- **Ne módosítsa ezt a berendezést a gyártó engedélye nélkül.**

3.6 Figyelmeztetés a nem biztonságos optikai sugárzásnak való lehetséges kitettségre

- A veszélyes sugárzásnak való esetleges kitettség elkerülése érdekében a kezelés során mindkét szemet ne érje közvetlenül a lámpa. Ha szükséges a szem besugárzása, viseljen napszemüveget, vagy takarja le pamutkendővel.
- Kerülje az olyan területek besugárzását, ahol a testbe fém anyagokat építettek be.
- A különleges eset és egészségügyi állapotú beteg a készüléket orvosának irányítása mellett használja.

4. Ellenjavallatok

- Az IR-terápiás lámpa nem használható olyan területeken, ahol pacemaker található, vagy közvetlenül olyan helyeken, ahol fém- vagy műanyag lemez van felszerelve. Megfelelő óvatossággal kell eljárni olyan személyek esetében, akiknél szívproblémák gyanúja merül fel.
- Ne használja a bőr nem érzékeny területein vagy rossz vérkeringés esetén. Amennyiben egyes személyeknél a hőkezelés miatt bőrirritáció vagy túlérzékenység léphet fel, megfelelő óvintézkedéseket kell tenni.
- Ne használja, ha a betegnek magas láza van.
- A fűtés használata gyermekek vagy alkalmatlan személyek felügyelete nélkül veszélyes lehet.
- Ha Ön terhes, beteg vagy balesetet szenvedett, használat előtt konzultáljon orvosával.
- Megfelelő óvintézkedéseket kell tenni a feltételezett vagy diagnosztizált epilepsziás személyek esetében.
- Előfordulhat, hogy az elektronikus megfigyelőeszközök, például az elektrokardiogramok, EKG-monitorok és riasztók nem működnek megfelelően a készülék használata közben.
- Ez az eszköz nem használható duzzadt, fertőzött vagy gyulladt területeken vagy bőrkiütéseken, pl. visszérgyulladás, visszeres panaszok esetén.

5. A berendezés csomagolása és összeszerelése

Az "CQ-12, CQ-27, CQ-29, CQ-33, CQ-36" típusú IR-terápiás lámpák tartalma



Modell:CQ-36



Modell:CQ-12



Modell:CQ-27



Modell:CQ-29



:CQ-3

5.1 Csomagolás:

IR terápiás lámpák

Vezérlőpanel és állvány 1 db Fényszóró 1











db

Hosszabbító rúd 1 db

Ötpontos talpazat kerekkel 1 db

Használati utasítás 1db

A készüléket és tartozékait egy erős papírdobozba csomagolták.

 		 	 
INFRARED THERAPEUTIC LAMPS	  	INFRARED THERAPEUTIC LAMPS	


Modell	Hosszúság (cm)	Szélesség (cm)	Magasság (cm)
CQ-12 (2 az 1-ben)	49	35	51
CQ-27	62	50	25
CQ-29			
CQ-33			
CQ-36			

- A) Minden szállított készüléket egyenként csomagolunk egy 3 rétegű kartondobozba.
- B) Minden kartondobozt gépi szalagokkal csomagolunk, hogy a szállítás során a sérülések elkerülése érdekében biztonságos és védőburkolatot biztosítsunk.
- C) A szállítási jeleket a háromrétegű kartondoboz elülső oldalára kell nyomtatni.
- D) A szállítási és tárolási környezet, valamint a modell és a sorozatszám a háromrétegű doboz oldalára van nyomtatva.

(Példa alább)

Tárolási környezet	30°C és 55°C (-22°F és 131°F között), 15-95% relatív páratartalom, 700hPa és 1060hPa között
Közlekedési környezet	-30°C-tól 55°C-ig (-22°F-től 131°F-ig), 15-95% relatív páratartalom, 700hPa és 1060hPa között
Modell	CQ-XXX
Sorszám	XXXXXXXX

5.2 Csomagolási diağ



5.3 Beépítés: (padlótípus)

Óvatosan nyissa ki a csomagolódobozt, és ellenőrizze a készülék tartalmát. Ennek tartalmaznia kell:


-Világítóberendezés (ásványi bevonattal szerelve), rugós karral és vezérlődobozzal.

-Bővíthető állvány

-Ötpontos talpazat kerekekkel

Szerelje össze a készüléket az 1. ábrán látható módon (lásd a jobb oldali ábrát).

Helyezze be az A-t a B-be, és húzza meg a C-t. Illessze be a D-t az E-be és húzza meg az F-et. Illessze be az 5-öt a 6-ba és húzza meg a G-t.



(Figure 1)


6. Használati utasítás:

6.1 Az alkatrészek illusztrációi :




Az alkatrészek leírása

Részle ges szám	Leírás
1	Fényszóró (ásványi bevonattal)
2	Biztonsági pajzs
3	Hosszabbító kar
4	Vezérlőpult szekrény
5	Hálózati kábel
6	Hosszabbító rúd
7	Hálózati csatlakozó
8	Ötpontos talpazat görgőkkel



Tétel	Leírás	Illusztráció
A	Felső panel	Ezen a panelen egy hálózati kapcsoló, egy bekapcsolásjelző (fehér), egy időzítő kapcsoló és egy időzítő bekapcsolásjelző (zöld) található.
B	A készülék be- és kikapcsolása kapcsoló	Nyomja meg a kapcsolót a bekapcsoláshoz létesítmény
C	Bekapcsolás jelző	A fehér teljesítményjelző világít amikor a készülék be van kapcsolva.
E	Időzítő	Válassza ki a kezelési időt az időzítő beállításával. A mechanikus időzítő egyszerűen kezelhető a kezelési idő beállításához az óramutató járásával megegyező irányba történő egyszerű elforgatással A digitális időzítő a panelen lévő gombok megnyomásával, lásd a 6.4. utasítást.
F	Modell neve	A készülékmodell neve kiírásra kerül Téssek.

G	Fűtőberendezés	A fényszórót be kell dugni a vezérlőpanel dobozában aljzatába.
J	Stand	A lámpa alátámasztására.
K	Buzzer/Buzzer	Ha a beállított idő letelt, hangjelzés vagy hangjelzés hangzik el, és a fűtés leáll.
L	Egyenáramú tápegység Fiók	Csatlakozás a hálózati aljzathoz
M	5 pontos alap	5 görgővel ellátott talpazat a lámpa kezelésre alkalmas helyre történő mozgatásához.
N	Értékelő címke	A berendezés neve, modellje, műszaki adatok, gyártási dátum, gyártó címe és ER, CE 0123, szimbólumok, "Lásd a használati utasítást". A.
O	Sorszám tábla	A berendezések azonosítása garanciális célokra
P	Lásd az utasításokat Címke	"Lásd a használati utasítást"



Figyelmeztetés:

- Mielőtt a készülék használatra kész lenne, a fűtőberendezés 5 perc után felmelegszik.
bekapcsolás után.
- Ne használja a készüléket közvetlenül nedves bőrön.

6.2 Egységkapcsolás: mechanikus időzítőhöz, CQ-12 modellhez

- a) Helyezze a csatlakozót egy földelt 230 ± 10 V AC kimeneti aljzatba (fal), és a világító "fehér" POWER jelzőfényt azt jelenti, hogy a készülék csatlakoztatva van. Ekkor a "zöld" jelző (WORK) nem világít.
- b) Fordítsa az időzítőt az óramutató járásával megegyező irányba az "ON" állásba, vagy válasszon ki egy kezelési időt, például 45 percet. Amikor a "zöld" kijelző (WORK) világít, a készülék felmelegszik, és a futási idő visszaszámlálása megkezdődött.
- c) 10-15 perces előmelegítés után a készülék használatra kész. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

6.3 A készülék bekapcsolása: Mechanikus időzítőhöz, CQ-27, CQ-29 modellekhez.

- a) Dugja be a dugót egy földelt 230 ± 10 V-os (fali) váltóáramú aljzatba, és kapcsolja be a készüléket a POWER kapcsoló "I" állásba történő lenyomásával. A világító "zöld" POWER jelzőfényt azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva és csatlakoztatva van. Jelenleg a "zöld" jelző (WORK) nem világít.
- b) Fordítsa az időzítőt az óramutató járásával megegyező irányba az "ON" állásba, vagy válasszon ki egy kezelési időt, például 45 percet. Amikor a "zöld" kijelző (WORK) világít, a készülék felmelegszik, és a futási idő visszaszámlálása megkezdődött.
- c) 10-15 perces előmelegítés után a készülék használatra kész. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

6.4 A készülék bekapcsolása: digitális időzítőhöz, CQ-33, CQ-36 modellekhez.

- a) Dugja be a dugót egy földelt 230 ± 10 V-os (fali) váltóáramú aljzatba, és kapcsolja be a készüléket a POWER kapcsoló "I" állásba történő lenyomásával. A világító "zöld" POWER jelző azt jelenti, hogy a készülék be van kapcsolva és csatlakoztatva van. Jelenleg a "zöld" jelző (WORK) nem világít. A kijelzőn a felgyülemlett munkaidő jelenik meg. Egység: óra.

b) A kezelési idő beállítása:

- i) Folyamatos kezeléshez - Nyomja meg a "Start/Pause" gombot. A képernyőn megjelenik a "CONT", ami azt jelenti, hogy "folytatás", és a "zöld" jelző (WORK) világít.
 - ii) Előre beállított kezelési idő - Nyomja meg a "Reset" gombot, a képernyőn megjelenik a "00:00". Ezután nyomja meg az "Időzítő" gombot a munkaidő beállításához. (Az egyes gombnyomások lépcsőfokozata 5 perc)
- c) Most nyomja meg a "Start/Pause" gombot, és a "zöld" jelzőfény (WORK) világítani fog, jelezve, hogy a készülék felmelegszik, és megkezdődött a visszaszámlálás a működéshez. A "RESET" és a "TIMER" gombok megnyomásával a kezelési idő visszaállítható.
- d) 10-15 perces előmelegítés után a készülék használatra kész. Ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- e) A készülék fejét közvetlenül a kezelendő testrészre irányítsa. A fűtés kikapcsol, amikor az idő eléri a "00:00" értéket.
- f) A fűtés bármikor megszüntethető a "Reset" gomb megnyomásával.

A készülék fényszórójának és a kezelendő területnek a megfelelő távolsága 30 cm. A legjobb eredmény akkor érhető el, ha a testfelület hőmérsékletét 15 perces előmelegítés után 40 °C - 42 °C-ra melegítjük, és ezen a hőmérsékleten tartjuk.

Ha a bőr hőmérséklete 40 °C alatt van, akkor ez csak komfortfűtés. A következő táblázat a megfelelő bőrhőmérsékleteket mutatja a fejlámpa és a bőrfelület különböző távolságaiban 15 perc előmelegítés után:

Távolság a fényszórótól	25 cm	30 cm	35 cm
Bőrhőmérséklet	42°C	40°C	38°C

Kezelési idő: A kezelési időt felnőtteknél legfeljebb 30 percre, gyermekeknél legfeljebb 15 percre korlátozza.

Naponta egyszer vagy kétszer.

Megjegyzés: ha a jelzőfény (zöld) nem világít és a lámpa nem melegszik, ellenőrizze a vezérlő hátulján lévő biztosítékot. Ha szükséges, cserélje ki.

7. Helyzet a kezeléshez

Általános iránymutatásként a kezelési felület és a fényszóró közötti távolságot az ajánlott távolságra (legalább 20 cm vagy 8") állítsa be a kellemes melegérzet és kényelem elérése érdekében. A tényleges pozicionálást a beteg kényelme kell, hogy vezérelje.

Vegye figyelembe, hogy az ajánlott távolság 40 °C-os terápiás fűtést biztosít - 45 °C szobahőmérsékleten. Összehasonlításképpen, 40 °C és 45 °C (104°F és 113°F) a szobahőmérsékleten történő terápiás fűtés hőmérsékleti tartománya. A bőr a kezelés során rózsaszínűvé válhat, ez normális.

Ha a fűtőtest túl messze van a kezelendő felülettől, akkor csak meleget és kényelmet biztosít.

Ne helyezze a fényszórót közvetlenül a testre vagy a kezelési felületre, különben égési sérülések keletkezhetnek.

8. Kezelési idő

Egy adott kezelés időtartama a kezelendő állapottól függően változhat. A 30 perces kezelési idő általános iránymutatásként használható. A kezelési időt felnőtteknél legfeljebb 30 percre, gyermekeknél legfeljebb 15 percre korlátozza.

Ajánlott a kezeléseket napi maximum 2 alkalomra korlátozni. A kezelt betegségtől függően rövidebb kezelési idő és gyakoriság is alkalmazható.

9. Bőrvédelem

Az alkalmazásnak kellemesnek és kényelmesnek kell lennie. Figyeljen a kényelemre és arra, hogy a beteg hogyan érzi magát. Ha fájdalmat vagy kellemetlenséget érez, vigye el a fejlámpát, vagy hagyja abba a kezelést. Ha a fejlámpa kezelés közben hozzáér a testhez, a hőmérséklet túl magas lehet, és a bőr túlmelegedhet, ami bőrgéset okozhat. A kezelés utáni száraz bőr hatásának minimalizálása érdekében minden kezelés után kenje be hidratálóval a kezelt területet.

10. Biztonsági pajzs

Ez a készülék biztonsági pajzzsal van ellátva, amely védi és megakadályozza a csupasz bőrrel való véletlen érintkezést. Ezt a pajzsot tilos eltávolítani, amikor a készülék működésben van. Működés után ne érintse meg a fényszórót - a fényszóró a kikapcsolás után még egy ideig forró marad.

11. **Tisztítás és karbantartás**

Megjegyzés: Tisztítás vagy tárolás előtt hagyja a készüléket körülbelül 20 percig hűlni.

Ne merítse a készüléket semmilyen tisztítószerbe vagy vízbe.

Az IR-terápiás lámpát rendszeresen nedves ruhával és enyhe szappan és víz oldatával kell megtörölni. Bármilyen más tisztítószer használata károsíthatja a berendezést.

Törölje át a kábelt és a dugót enyhe szappanoldattal megnedvesített ruhával, majd törölje szárazra. (Ne használjon hígítót, benzolt vagy hasonló oldószereket a készülék tisztításához. Ne használjon alkoholt vagy freont a kábel tisztításához)

Olyan helyen kell tárolni, amely védve van a nedvességtől és a szélsőséges hidegtől.

12. Specifikáció

1	Modell	CQ-12, CQ-27, CQ-29, CQ-33, CQ-36
2	Optimális bőrhőmérséklet	40 °C - 45 °C szobahőmérsékleten (a fűtőtest és a csupasz bőrfelület ajánlott távolsága).
3	Energiaforrás	Feszültség: 230V~ Frekvencia: 50 Hz
4	Villamosenergia	250 W
5	Időzítő	Folyamatos és 60 perc
6	Buzzer	A beállított idő letelte után a hang automatikusan elindul és leáll.
7	"OFF-ON" kapcsoló	"OFF" a készülék kikapcsolásához "ON" a készülék bekapcsolásához
8	Jelenlegi biztosíték	2 db F3. 15AH 250V típus
9	Szállítási és tárolási környezet	-30°C és 55°C (-22°F és 131°F), 15% és 95% közötti relatív páratartalom RH, 700hPa és 1060hPa között
10	Működési környezet	10°C -40°C (50°F - 104°F), RH: 35-75% , 800hPa és 1060hPa között
11	A berendezések osztályozása	IIa. osztály (a 93/42/EGK irányelv 6. szabálya, IX. melléklet)
12	A szennyezettségi fokok	2. fokozat
13	Túlfeszültség kategória	II. kategória
14	Nagy magasságok (m)	≤2000m
15	A sugárzás spektrális intenzitása	0W.m ⁻²
16	Spektrális sugárzás	0W.m ⁻²
17	Maximális optikai sugárzási teljesítmény	<0.001 W.m ⁻²
18	A kibocsátási nyílások helye	Lámpafej
19	Élethosszig tartó	3 év

A specifikációk névlegesek, és a gyártási tűréshatárok miatt eltérhetnek a felsorolt értékektől (+/-10%).