

Fabulo Vibe masszázspisztoly



30 intenzitási fokozat

5-7 órás üzemidő



Technikai adatok

- 1 Cserélhető fejek
- 2 Tartós lítium-ion akkumulátor
- 3 Csendes motor nagy nyomatékkal
- 4 Bekapcsoló gomb és sebességállító gomb
- 5 LED kijelző, amely jelzi a töltöttségi szintet
- 6 Töltő nyílás
- 7 Töltő

Cserélhető fejek



HASZNÁLAT:

- Kapcsolja be a készüléket az akkumulátor alján található kapcsoló ON állásba csúsztatásával.
- A kapcsoló ON állásában nyomja meg egyszer a  gombot, hogy a készüléket az első intenzitási szintre kapcsolja. A "+" gombbal fokozatosan növelheti az intenzitást, a "-" gombbal pedig fokozatosan csökkentheti.
- Kapcsolja ki a készülék rezgését a  gomb megnyomásával, kapcsolja ki a készüléket a kapcsoló OFF állásba állításával.

TÖLTÉS

- Az első használat előtt hat órán át teljesen töltsse fel az akkumulátort.
- A töltéshez csatlakoztassa az AC/DC átalakítót a konnektorhoz, győződjön meg arról, hogy a tápellátás LED világít, majd csatlakoztassa az oldalsó kábel egyenáramú (DC) végét a töltőporthoz.
- Az akkumulátor bármikor és bármilyen töltési szinten tölthető.
- Nem ajánlott teljesen lemeríteni az akkumulátort a piros LED szintjéig.
- Biztonsági okokból töltés közben nem tudja bekapcsolni ezt az eszközt.
- Az átlagos működési idő 5-7 óra a használat során alkalmazott fordulatszámától és nyomástól függően.

KARBANTARTÁS, TISZTÍTÁS ÉS TÁROLÁS

- Enyhén nedves törülközővel tisztítsa meg a készüléket, majd törölje szárazra egy puha ruhával.
- Tároláskor vagy utazáskor vegye ki az akkumulátort, és tárolja a mellékelt kartondobozban.
- Ne használjon alkoholt vagy alkoholtartalmú tisztítószereket a termék törléséhez.
- Kis mennyiségű semleges tisztítószer használható a termék letörléséhez, és nem kerülhet folyadék a készülékbe.



ELLENJAVALLAT

KÉRJÜK, NE HASZNÁLJA A FABULO VIBE-T VAGY MÁS REZGŐ ESZKÖZÖKET, HA A KÖVETKEZŐK BÁRMELYIK VONATKOZIK ÖNRE:

Terhesség, cukorbetegség szövődményekkel, például neuropátia vagy retinakárosodás, beültetett pacemaker, nemrégiben műtét, epilepszia és migrén, porckorongok prolapszusa, spondylolisthesis, spondylolysis vagy spondylosis, közelmúltban végzett ízületi csere vagy IUD, fém körmök vagy lemezek, vagy bármilyen aggálya van testi egészségét illetően.

A törekeny egyéneken és a gyermekeken csak felnőtt kíséretében szabad használni bármilyen vibrációs eszközt.

Ezek az ellenjavallatok nem jelentik azt, hogy nem használhat vibrációs vagy edzőeszközt, de javasoljuk, hogy először konzultáljon az orvosával.

Folyamatban vannak a kutatások a vibrációs gyakorlatok bizonyos egészségügyi rendellenességekre gyakorolt hatásairól. Ez valószínűleg lerövidíti a fent felsorolt ellenjavallatok listáját. A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a vibrációs gyakorlatok beépítése bizonyos kezelésekké sok esetben javasolt. Ezt orvosi javaslatra, orvos, szakorvos vagy gyógytornász kíséretében kell elvégezni.



FIGYELMEZTETÉSEK:

NE merítse vízbe. Tartsa távol folyadékoktól vagy hőforrásoktól. Védje a szellőzőnyílásokat a portól és szennyeződésektől.

NE távolítsa el a csavarokat, és NE kísérelje meg szétszerelni a készüléket.

NE üzemeltesse folyamatosan egy óránál tovább. Hagyja pihenni a készüléket 30 percig, mielőtt újra használná.

Töltés után vagy használat előtt váltsza le a töltőt a készülék akkumulátoráról.

Csak felnőtt használatra. Ne használja, ha sérült. A termék használata előtt konzultáljon orvosával.



BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

VESZÉLY: AZ ÁRAMÜTÉS, TŰZ ÉS SZEMÉLYI SÉRÜLÉS VESZÉLYÉNEK CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN EZT A TERMÉKET A KÖVETKEZŐ UTASÍTÁSOKBAN KELL HASZNÁLNI:

- Csak felnőtt használatra.
- Tartsa távol a készüléket gyermekektől, vagy tárolja olyan helyen, ahol gyerekek nem férhetnek hozzá.
- Ez a készülék nem élelmiszer. Kérjük, ne tegye a fejeket vagy annak bármely részét a szájába.
- Csak a lágy testszöveteken használja, ha kívánja. Ne használja a fejen vagy a test kemény vagy csontos területein.
- Ne használja a készüléket a következő testrészekben: nemi szervek, arc, szem, műtét utáni sebek, bármilyen fertőzött rész, fertőzött vagy sérült bőr, sérült csontok és ízületek.
- Csak száraz, tiszta testfelületen, ruházat felett HASZNÁLJA, enyhén megnyomva, és minden területen körülbelül 60 másodpercig, folyamatosan mozgatva a készüléket
- Fájdalom vagy egyéb kellemetlen érzés esetén azonnal hagyja abba a használatát.
- Csak a Fabulo által szállított fejtartozékokat használja, és használja azokat a megfelelő testrészen.
- Zúzódások előfordulhatnak a vezérlési beállításoktól vagy az alkalmazott nyomástól függetlenül. Gyakran ellenőrizze a kezelt területeket, és azonnal hagyja abba a fájdalom vagy kellemetlen érzés első jeleit.
- Tartsa távol ujjait, haját vagy bármely más testrészét a fejrész szárától és hátuljától, mert becsípődhet.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a Fabulo készülék szellőzőnyílásaiba.
- Csak a mellékelt 26 V DC Fabulo töltővel töltsse.
- Ne manipulálja vagy módosítsa a készüléket, az átalakítót vagy a csatlakozót.
- Soha ne hagyja felügyelet nélkül a Fabulo vibrációs masszírozót működésben vagy a töltőn