

Csontkovács aktivátor HMact HMS002

TERMÉKLEÍRÁS

MŰKÖDÉSI ELV:

A kézi masszírozó készülék ütési folyamata az a folyamat, amelynek során a kompressziós rugó által biztosított potenciális rugalmas energia felszabadításával ütőerő keletkezik. És a fenti ütőerővel és az emberi csontvázal, mint a rezonancia elérésének eszközével jobb masszázshatást érhet el.

TERMÉK PARAMÉTEREK:

Termék neve: Chiropractic Activator cserélhető alumínium fejekkel

Termékmodell: HMS001 (egyfejű), HMS002 (négy fej).

Termékgarancia 2 év

Referenciaerő: 1. fokozat 50N, 2. fokozat 100N, 3. fokozat 150N, 4. fokozat 200N, 5. fokozat 250N, 6. fokozat 280N.

A termék anyaga: A termék súlya: 0.3 KG

Csomagolási súly: HMS001 Súly 0,8 KG,
HMS002 Súly 1,1 KG.



Kézi masszírozó hat fokozatú (egy fej)



Kézi masszírozó hat fokozatú (négy fej)



FELHASZNÁLÁSI MÓD:

1. Keresse meg a megfelelő kezelési helyet, válassza ki a megfelelő masszázsféjet, és állítsa be a masszírozó fokozatát a kívánt erősségre.
2. Helyezze a masszírozó fogantyúját a tenyerébe, a gumifejet pedig a kezelendő területre.
3. Nyomja lefelé a tenyerét, nyomja a dudorok helyére, és szorítsa össze a masszírozót.
4. Húzza a dugattyút előre-hátra a tenyér felé a behajlított ujjal.

KÉRJÜK VEGYE FIGYELEMBE A KÖVETKEZŐKET

1. Használat közben nem szabad ütközőlevegőt használni. Az érintkezési pontnak a gumifejen keresztül kell lennie.
2. Ne használja folyamatosan túl sokáig, hogy nem befolyásolták a termék élettartamát.
3. Ez a termék beépített kenőanyaggal rendelkezik, nincs szükség további kenőanyagok hozzáadására.

JÓTÁLLÁSI JEGY AZ ELADÁS UTÁN

Kedves felhasználók:

Köszönjük, hogy kézi kiropraktikai segédeszközt vásárolt. Az Ön jobb kiszolgálása érdekében kérjük, hogy a készülék megvásárlása után figyelmesen olvassa el, töltsse ki és megfelelően tárolja ezt a jótállási jegyet. Ez a jótállási kártya csak a megadott időn és feltételeken belül garatálja az ingyenes garanciális szervizelést. Karbantartási ügyekben és egyéb kérdésekben a garancia lejártá után forduljon a vásárlóhoz.

Jótállási idő: 2 év

Termék neve/modellje:

Eladó cég:

Telefonszám:

A karbantartás időpontja	Hibák és karbantartási tartalom	Karbantartó személyzet

Megjegyzés: A termék karbantartása előtt lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati munkatársakkal, hogy a vállalat a lehető leghamarabb el tudja intézni a karbantartást. Javasoljuk, hogy a Társaságnak legyen joga a garancia végső értelmezésére és módosítására.